












































Das DRACO®-Sortiment zur Modernen Wundversorgung

Artikel	Varianten	PZN	Wundgrund	Exsudationsmenge	Wundtiefe	Wundumgebungshaut	Zuschneidbarkeit	Tragedauer in Tagen	Wundpadgröße	maximale Wundgröße	Inhalt pro Packung
 DracoFoam Schaumstoffwundauflage non-haft	5 x 5 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm	07415075 04350429 06836544 03693587	● ● ●	●●●●				7		2 x 2 cm 6 x 6 cm 6 x 16 cm 16 x 16 cm	Steril, 10 Stück
 DracoFoam Ferse Schaumstoffwundauflage für die Ferse	anatomische 3D-Passform	05484669	● ● ●	●●●●				7			Steril, 5 Stück
 DracoFoam haft Schaumstoffwundauflage mit Haftrand	5 x 5 cm 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm 12,5 x 12,5 cm	10003146 06733293 10003123 06681550	● ● ●	●●●●				7	2,2 x 2,2 cm 4,5 x 4,5 cm 6,1 x 6,1 cm 8 x 8 cm	1 x 1 cm 2 x 2 cm 4 x 4 cm 5,5 x 5,5 cm	Steril, 10 Stück
 DracoFoam haft sensitiv Schaumstoffwundauflage mit Silikon-Haftrand	5 x 5 cm 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm 12 x 22 cm 12,5 x 12,5 cm 17 x 17 cm 19 x 19 cm	11376174 10342078 10342115 17438031 10342144 17438048 17438054	● ● ●	●●●●				7	2,5 x 2,5 cm 3,8 x 3,8 cm 6,4 x 6,4 cm 6 x 16 cm 8,7 x 8,7 cm 11 x 11 cm 13,2 x 13,2 cm	1 x 1 cm 2 x 2 cm 4,5 x 4,5 cm 4 x 14 cm 7 x 7 cm 9 x 9 cm 11 x 11 cm	Steril, 10 Stück
 DracoFoam Zehenkappe Dünne Schaumstoffwundauflage für Zehen	klein (Umfang 5,6 cm) mittel (Umfang 8,6 cm) groß (Umfang 10,6 cm)	12543361 15621305 12543378	● ● ●	●●●●				7			Steril, 10 Stück
 DracoFoam Infekt Schaumstoffwundauflage für infizierte Wunden	5 x 5 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm	10317608 10317614 10317620 10317637	● ● ● ●	●●●●				7		2 x 2 cm 6 x 6 cm 6 x 16 cm 16 x 16 cm	Steril, 10 Stück
 DracoFoam Infekt Ferse Schaumstoffwundauflage für infizierte Wunden	anatomische 3D-Passform	10317643	● ● ● ●	●●●●				7			Steril, 5 Stück
 DracoFoam Infekt haft Schaumstoffwundauflage für infizierte Wunden mit Haftrand	5 x 5 cm 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm 12,5 x 12,5 cm	11300219 07730635 10084110 07730658	● ● ● ●	●●●●				7	2,2 x 2,2 cm 4,5 x 4,5 cm 6,1 x 6,1 cm 8 x 8 cm	1 x 1 cm 2 x 2 cm 4 x 4 cm 5,5 x 5,5 cm	Steril, 10 Stück
 DracoFoam Infekt haft sensitiv Schaumstoffwundauflage für infizierte Wunden mit Silikon-Haftrand	7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm 12,5 x 12,5 cm	15623296 15623304 15623310	● ● ● ●	●●●●				7	3,8 x 3,8 cm 6,4 x 6,4 cm 8,7 x 8,7 cm	2 x 2 cm 4,5 x 4,5 cm 7 x 7 cm	Steril, 10 Stück
 DracoSuperabsorber Superabsorbierende Wundauflage	10 x 10 cm 10 x 20 cm	16086423 16086446	● ●	●●●●				mehrere Tage		6 x 7 cm 6 x 14 cm	Steril, 10 Stück
 DracoAlgin Alginatkomresse	5 x 5 cm 10 x 10 cm	13858003 01003785	● ● ● ●	●●●●				7			Steril, 10 Stück

Das DRACO®-Sortiment zur Modernen Wundversorgung

Artikel	Varianten	PZN	Wundgrund	Exsudationsmenge	Wundtiefe	Wundumgebungshaut	Zuschneidbarkeit	Tragedauer in Tagen	Wundpadgröße	maximale Wundgröße	Inhalt pro Packung
 DracoHydrofaser Gelbildender Faserverband	5 x 5 cm 10 x 10 cm	16536613 12554471						7			Steril, 10 Stück
 DracoHydro Hydrokolloide Wundauflage	5 x 5 cm 10 x 10 cm	13879212 02745402						3-4		2 x 2 cm 6 x 6 cm	Steril, 10 Stück
 DracoHydro dünn Dünne hydrokolloide Wundauflage	5 x 5 cm 10 x 10 cm	13879229 02065446						4-6		2 x 2 cm 6 x 6 cm	Steril, 10 Stück
 DracoTüll Silikon Silikonbeschichtetes Wunddistanzgitter	5 x 5 cm 10 x 10 cm	09515160 08839788						7		2 x 2 cm 8 x 8 cm	Steril, 10 Stück
 DracoFixiermull stretch Weißes Polyestervlies mit hypoallergenem Polyacrylat-Kleber, elastisch	10 cm x 2 m 15 cm x 2 m 10 cm x 10 m 15 cm x 10 m	12548476 12548499 12548482 12548513									1 Stück
 DracoFixiermull sensitiv Weißes Polyestervlies mit sanft haftendem Silikonkleber, elastisch	10 cm x 1 m 10 cm x 5 m 15 cm x 5 m	16890059 16890065 16890071									1 Stück
 DracoFixiermull waterproof Wasserdichte atmungsaktive Klebefolie mit hypoallergenem Polyacrylat-Kleber, elastisch	10 cm x 2 m 10 cm x 10 m 15 cm x 10 m	16890088 16890094 16890102									1 Stück
 DracoSilk Weißes Rollenpflaster mit hypoallergenem Polyacrylat-Kleber	Rollenpflaster 1,25 cm x 5 m 2,5 cm x 5 m Ärztetpackung (ohne Schutzring) 1,25 cm x 5 m 2,5 cm x 5 m	03767759 03767742 14171076 14171082									1 Stück 24 Stück 12 Stück

Legende



Wundgrund:

-  infiziert/infektionsgefährdet
-  nekrotisches Gewebe
-  Fibrinbelag
-  Granulationsgewebe
-  Epithelisierungsgewebe



Exsudationsmenge:

-  trocken
-  gering exsudierend
-  mäßig exsudierend
-  stark exsudierend
-  sehr stark exsudierend



Wundtiefe:

-  tiefe Wunden
-  oberflächliche Wunden

Wundumgebungshaut:

-  Wundumgebungshaut nicht intakt
-  Wundumgebungshaut intakt

Zuschneidbarkeit:

-  zuschneidbar
-  nicht zuschneidbar

Jetzt kostenfreie
Muster anfordern



www.draco.de/muster

Was davon ist als
Sprechstundenbedarf
abrechenbar?



www.draco.de/sprechstundenbedarf