

gültig ab

10/24

# PRODUKT Broschüre

Wundversorgung | Sportmedizin | Okklusionstherapie



**NEU** im Sortiment!

Jetzt mit **20 Metern**  
wirtschaftlich fixieren:

## DracoElfi haft weiß

# Dr. Ausbüttel®

Familienunternehmen seit 1894



## Tradition trifft Innovation

130<sup>JAHRE</sup> Dr. Ausbüttel®  
Familienunternehmen seit 1894

Seit seiner Gründung im Jahr 1894 hat sich das inhabergeführte Unternehmen Dr. Ausbüttel & Co. GmbH stets weiterentwickelt. Aus der Verbandmittelfabrik in Dortmund entstand ein zukunftsorientiertes Familienunternehmen, das heute in der MedTech-Branche eine bedeutende Rolle spielt. Trotz unserer 130-jährigen Tradition richten wir den Blick konsequent auf die Zukunft, indem wir kontinuierlich an der Verbesserung unserer Produkte und Services arbeiten.

Dabei bleiben wir unseren Werten treu: Qualität, Bodenständigkeit und soziale Verantwortung stehen für uns über reiner Gewinnmaximierung. Mit den in Europa entwickelten und hergestellten Produkten und Services der Marken DRACO® und Piratoplast® unterstützen wir Apotheken und medizinische Fachkräfte dabei, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern und Wunden bezahlbar zu heilen. Mehr über unsere Produktwelt erfahren Sie unter [www.draco.de](http://www.draco.de) und [www.piratoplast.de](http://www.piratoplast.de)



## Ein innovatives deutsches Familienunternehmen

In einem durch internationale Großkonzerne geprägten Wettbewerbsumfeld setzen wir als mittelständisches, deutsches Familienunternehmen auf günstige Preise, die wir ohne Qualitätseinbußen durch schlanke Organisationsstrukturen realisieren. Zudem sind unsere Ergebniserwartungen im Unterschied zu großen Konzernen moderat.

Unsere Arbeit und unser Handeln sind wertegeleitet. Leistung, Lösungsorientierung, Vertrauen, Freiheit und soziales Engagement – diese Unternehmenswerte prägen und bestimmen unser Miteinander und unsere Arbeit.

Wir unterstützen gerne ausgewählte internationale Hilfsorganisationen. Als Mitarbeiter engagieren wir uns aktiv für vielfältige Projekte zu den Themen Bildung, Gesundheit und Inklusion in unserer Region. Dabei stehen benachteiligte Kinder, Jugendliche und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen im Fokus. Besonderen Wert legen wir darauf, dass unser Engagement für beide Seiten sinnstiftend ist und mit den sozialen Einrichtungen auf Augenhöhe erfolgt.

Besuchen Sie uns unter [www.drausbuettel.de](http://www.drausbuettel.de)



## Moderne Wundversorgung

### Schaumstoffwundauflagen für infizierte Wunden

| Produkt  | Inhalt   | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|--|----------|----------|----------|-------|
| <b>DracoFoam Infekt, steril</b>  |          |          |          |       |
| 5 cm x 5 cm  | 10 Stück | 10317608 | 13942    | 13    |
| 10 cm x 10 cm  | 10 Stück | 10317614 | 13943    | 13    |
| 10 cm x 20 cm  | 10 Stück | 10317620 | 13944    | 13    |
| 20 cm x 20 cm  | 10 Stück | 10317637 | 13945    | 13    |
| <b>DracoFoam Infekt Ferse, steril</b>                                      |          |          |          |       |
| anatomische Passform   | 5 Stück  | 10317643 | 13946    | 13    |
| <b>DracoFoam Infekt haft, steril, Haftrand mit Polyacrylat-Kleber</b>      |          |          |          |       |
| 5 cm x 5 cm  | 10 Stück | 11300219 | 13924    | 13    |
| 7,5 cm x 7,5 cm  | 10 Stück | 07730635 | 13926    | 13    |
| 10 cm x 10 cm  | 10 Stück | 10084110 | 13925    | 13    |
| 12,5 cm x 12,5 cm  | 10 Stück | 07730658 | 13927    | 13    |
| <b>DracoFoam Infekt haft sensitiv, steril, Haftrand mit Silikon-Kleber</b> |          |          |          |       |
| 7,5 cm x 7,5 cm  | 10 Stück | 15623296 | 13957    | 13    |
| 10 cm x 10 cm  | 10 Stück | 15623304 | 13958    | 13    |
| 12,5 cm x 12,5 cm  | 10 Stück | 15623310 | 13959    | 13    |

### Schaumstoffwundauflagen für nicht infizierte Wunden

| Produkt   | Inhalt   | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|---|----------|----------|----------|-------|
| <b>DracoFoam, steril</b>  |          |          |          |       |
| 5 cm x 5 cm   | 10 Stück | 07415075 | 13938    | 14    |
| 10 cm x 10 cm   | 10 Stück | 04350429 | 13930    | 14    |
| 10 cm x 20 cm   | 10 Stück | 06836544 | 13934    | 14    |
| 20 cm x 20 cm   | 10 Stück | 03693587 | 13932    | 14    |
| <b>DracoFoam Ferse, steril</b>                                      |          |          |          |       |
| anatomische Passform  | 5 Stück  | 05484669 | 13936    | 14    |
| <b>DracoFoam haft, steril, Haftrand mit Polyacrylat-Kleber</b>      |          |          |          |       |
| 5 cm x 5 cm   | 10 Stück | 10003146 | 13928    | 14    |
| 7,5 cm x 7,5 cm   | 10 Stück | 06733293 | 13933    | 14    |
| 10 cm x 10 cm   | 10 Stück | 10003123 | 13929    | 14    |
| 12,5 cm x 12,5 cm   | 10 Stück | 06681550 | 13935    | 14    |
| <b>DracoFoam haft sensitiv, steril, Haftrand mit Silikon-Kleber</b> |          |          |          |       |
| 5 cm x 5 cm   | 10 Stück | 11376174 | 13952    | 15    |
| 7,5 cm x 7,5 cm   | 10 Stück | 10342078 | 13947    | 15    |
| 10 cm x 10 cm   | 10 Stück | 10342115 | 13948    | 15    |
| 12 cm x 22 cm   | 10 Stück | 17438031 | 13966    | 15    |
| 12,5 cm x 12,5 cm   | 10 Stück | 10342144 | 13949    | 15    |
| 17 cm x 17 cm   | 10 Stück | 17438048 | 13967    | 15    |
| 19 cm x 19 cm   | 10 Stück | 17438054 | 13968    | 15    |

### Dünne Schaumstoffwundauflagen für Zehen

| Produkt   | Inhalt   | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|---|----------|----------|----------|-------|
| <b>DracoFoam Zehenkappe, steril, anatomische Passform</b> |          |          |          |       |
| klein, Umfang 5,6 cm                                      | 10 Stück | 12543361 | 13991    | 15    |
| mittel, Umfang 8,6 cm                                     | 10 Stück | 15621305 | 13993    | 15    |
| groß, Umfang 10,6 cm                                      | 10 Stück | 12543378 | 13992    | 15    |

## Superabsorbierende Wundauflagen

| Produkt                           | Inhalt   | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|-------|
| <b>DracoSuperabsorber, steril</b> |          |          |          |       |
| 10 cm x 10 cm                     | 10 Stück | 16086423 | 13918    | 16    |
| 10 cm x 20 cm                     | 10 Stück | 16086446 | 13919    | 16    |

## Alginatwundauflagen

| Produkt                   | Inhalt   | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|---------------------------|----------|----------|----------|-------|
| <b>DracoAlgin, steril</b> |          |          |          |       |
| 5 cm x 5 cm               | 10 Stück | 13858003 | 13911    | 16    |
| 10 cm x 10 cm             | 10 Stück | 01003785 | 13910    | 16    |

## Hydrofaser

| Produkt                        | Inhalt   | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|--------------------------------|----------|----------|----------|-------|
| <b>DracoHydrofaser, steril</b> |          |          |          |       |
| 5 cm x 5 cm                    | 10 Stück | 16536613 | 13914    | 17    |
| 10 cm x 10 cm                  | 10 Stück | 12554471 | 13915    | 17    |

## Wunddistanzgitter

| Produkt  | Inhalt   | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|--|----------|----------|----------|-------|
| <b>DracoTüll Silikon, steril, silikonbeschichtet</b> |          |          |          |       |
| 5 cm x 5 cm  | 10 Stück | 09515160 | 13974    | 17    |
| 10 cm x 10 cm  | 10 Stück | 08839788 | 13975    | 17    |

## Hydrokolloide Wundauflagen

| Produkt                        | Inhalt   | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|--------------------------------|----------|----------|----------|-------|
| <b>DracoHydro, steril</b>      |          |          |          |       |
| 5 cm x 5 cm                    | 10 Stück | 13879212 | 13955    | 18    |
| 10 cm x 10 cm                  | 10 Stück | 02745402 | 13950    | 18    |
| <b>DracoHydro dünn, steril</b> |          |          |          |       |
| 5 cm x 5 cm                    | 10 Stück | 13879229 | 13965    | 18    |
| 10 cm x 10 cm                  | 10 Stück | 02065446 | 13960    | 18    |

## Klassische Wundversorgung

### Mullkompressen

| Produkt                                  | Inhalt          | PZN          | Art.-Nr. | Seite |    |
|--|-----------------|--------------|----------|-------|----|
| <b>DracoFix Mullkompressen, steril</b>   |                 |              |          |       |    |
| <b>8-fach</b>                            | 5 cm x 5 cm     | 5 x 2 Stück  | 02358674 | 13505 | 20 |
|  | 5 cm x 5 cm     | 25 x 2 Stück | 03388097 | 13506 | 20 |
|  | 7,5 cm x 7,5 cm | 5 x 2 Stück  | 02358697 | 13515 | 20 |
|  | 7,5 cm x 7,5 cm | 25 x 2 Stück | 03388105 | 13516 | 20 |
|  | 10 cm x 10 cm   | 5 x 2 Stück  | 02358711 | 13525 | 20 |
|  | 10 cm x 10 cm   | 25 x 2 Stück | 03388111 | 13526 | 20 |
| <b>DracoFix Mullkompressen, unsteril</b> |                 |              |          |       |    |
| <b>8-fach</b>                            | 5 cm x 5 cm     | 100 Stück    | 02268480 | 13501 | 20 |
|  | 7,5 cm x 7,5 cm | 100 Stück    | 02268505 | 13511 | 20 |
|  | 10 cm x 10 cm   | 100 Stück    | 01980621 | 13521 | 20 |
| <b>12-fach</b>                           | 10 cm x 10 cm   | 100 Stück    | 01980638 | 13522 | 20 |
|  | 10 cm x 20 cm   | 100 Stück    | 04586439 | 13530 | 20 |

## Vlieskompressen

| Produkt                                | Inhalt       | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|--|--------------|----------|----------|-------|
| <b>Draco Vlieskompressen, steril</b>   |              |          |          |       |
| <b>4-fach</b> 7,5 cm x 7,5 cm          | 25 x 2 Stück | 00679316 | 13575    | 21    |
| 10 cm x 10 cm                          | 25 x 2 Stück | 00679291 | 13578    | 21    |
| <b>Draco Vlieskompressen, unsteril</b> |              |          |          |       |
| <b>4-fach</b> 5 cm x 5 cm              | 100 Stück    | 00571398 | 13562    | 21    |
| 7,5 cm x 7,5 cm                        | 100 Stück    | 00571406 | 13565    | 21    |
| 10 cm x 10 cm                          | 100 Stück    | 00571412 | 13568    | 21    |
| <b>8-fach</b> 10 cm x 10 cm            | 100 Stück    | 04220721 | 13598    | 21    |

## Schlitzkompressen

| Produkt                                      | Inhalt       | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|--|--------------|----------|----------|-------|
| <b>Draco Mull-Schlitzkompressen, steril</b>  |              |          |          |       |
| <b>12-fach</b> 5 cm x 5 cm                   | 25 x 2 Stück | 00816204 | 13552    | 21    |
| 7,5 cm x 7,5 cm                              | 25 x 2 Stück | 07574460 | 13555    | 21    |
| 10 cm x 10 cm                                | 25 x 2 Stück | 07574477 | 13558    | 21    |
| <b>Draco Vlies-Schlitzkompressen, steril</b> |              |          |          |       |
| <b>4-fach</b> 5 cm x 5 cm                    | 25 x 2 Stück | 00749034 | 13582    | 22    |
| 7,5 cm x 7,5 cm                              | 25 x 2 Stück | 00749028 | 13585    | 22    |
| 10 cm x 10 cm                                | 25 x 2 Stück | 00749040 | 13588    | 22    |

## Saugkompressen

| Produkt                               | Inhalt   | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|-------|
| <b>Draco Saugkompressen, steril</b>   |          |          |          |       |
| 10 cm x 10 cm                         | 25 Stück | 01687275 | 13496    | 22    |
| 10 cm x 20 cm                         | 25 Stück | 01687329 | 13497    | 22    |
| 20 cm x 20 cm                         | 15 Stück | 06563141 | 13498    | 22    |
| 20 cm x 40 cm                         | 5 Stück  | 06563158 | 13499    | 22    |
| <b>Draco Saugkompressen, unsteril</b> |          |          |          |       |
| 10 cm x 10 cm                         | 30 Stück | 00948779 | 13396    | 22    |
| 10 cm x 20 cm                         | 30 Stück | 00948785 | 13397    | 22    |
| 20 cm x 20 cm                         | 30 Stück | 00948791 | 13398    | 22    |
| 20 cm x 40 cm                         | 30 Stück | 00948816 | 13399    | 22    |

## Fixierbinden

| Produkt  | Inhalt    | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|--|-----------|----------|----------|-------|
| <b>DracoSumbi, cellophaniert, Abgabe jeweils zu 20 Stück</b> |           |          |          |       |
| 4 cm x 4 m   | 1 Stück   | 01661531 | 15504    | 22    |
| 6 cm x 4 m   | 1 Stück   | 01661548 | 15506    | 22    |
| 8 cm x 4 m   | 1 Stück   | 01661554 | 15508    | 22    |
| 10 cm x 4 m  | 1 Stück   | 01661560 | 15510    | 22    |
| <b>DracoSumbi, Ärztepackung</b>                              |           |          |          |       |
| 6 cm x 4 m   | 20 Stück  | 02163700 | 15606    | 22    |
| 8 cm x 4 m   | 20 Stück  | 02163717 | 15608    | 22    |
| 8 cm x 4 m   | 100 Stück | 01980791 | 15628    | 22    |
| 10 cm x 4 m  | 20 Stück  | 02163723 | 15610    | 22    |
| 10 cm x 4 m  | 50 Stück  | 01980822 | 15630    | 22    |
| <b>DracoElfi, cellophaniert, Abgabe jeweils zu 20 Stück</b>  |           |          |          |       |
| 4 cm x 4 m   | 1 Stück   | 00736132 | 15204    | 23    |
| 6 cm x 4 m   | 1 Stück   | 00736161 | 15206    | 23    |
| 8 cm x 4 m   | 1 Stück   | 00736190 | 15208    | 23    |
| 10 cm x 4 m  | 1 Stück   | 00736209 | 15210    | 23    |

| DracoElfi, Ärztepackung |          |          |       |    |
|-------------------------|----------|----------|-------|----|
| 4 cm x 4 m              | 20 Stück | 00736267 | 15304 | 23 |
| 6 cm x 4 m              | 20 Stück | 00736273 | 15306 | 23 |
| 8 cm x 4 m              | 20 Stück | 00736936 | 15308 | 23 |
| 10 cm x 4 m             | 20 Stück | 00736942 | 15310 | 23 |
| 12 cm x 4 m             | 20 Stück | 00737025 | 15312 | 23 |

## Kohäsive Fixierbinden

| Produkt  | Inhalt  | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|--|---------|----------|----------|-------|
| <b>DracoElfi haft color, kohäsiv, cellophaniert</b>    |         |          |          |       |
| rot 6 cm x 4 m   | 1 Stück | 09780229 | 15226-R  | 23    |
| 8 cm x 4 m   | 1 Stück | 09780241 | 15228-R  | 23    |
| 10 cm x 4 m  | 1 Stück | 09780264 | 15230-R  | 23    |
| blau 4 cm x 4 m  | 1 Stück | 09780206 | 15224-B  | 23    |
| 6 cm x 4 m   | 1 Stück | 09780212 | 15226-B  | 23    |
| 8 cm x 4 m   | 1 Stück | 09780235 | 15228-B  | 23    |
| 10 cm x 4 m  | 1 Stück | 09780258 | 15230-B  | 23    |
| <b>DracoElfi haft weiß, selbstklebende Fixierbinde</b> |         |          |          |       |
| 10 cm x 20 m   | 8 Stück | 19136340 | 15220-W  | 23    |

## Klebende Fixierungen

| Produkt                                       | Inhalt   | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|---|----------|----------|----------|-------|
| <b>DracoFixiermull stretch</b>                |          |          |          |       |
| 10 cm x 2 m                                   | 1 Stück  | 12548476 | 13240    | 24    |
| 15 cm x 2 m                                   | 1 Stück  | 12548499 | 13242    | 24    |
| 10 cm x 10 m                                  | 1 Stück  | 12548482 | 13241    | 24    |
| 15 cm x 10 m                                  | 1 Stück  | 12548513 | 13243    | 24    |
| <b>DracoFixiermull sensitiv</b>               |          |          |          |       |
| 10 cm x 1 m                                   | 1 Stück  | 16890059 | 13270    | 25    |
| 10 cm x 5 m                                   | 1 Stück  | 16890065 | 13271    | 25    |
| 15 cm x 5 m                                   | 1 Stück  | 16890071 | 13272    | 25    |
| <b>DracoFixiermull waterproof</b>             |          |          |          |       |
| 10 cm x 2 m                                   | 1 Stück  | 16890088 | 13250    | 25    |
| 10 cm x 10 m                                  | 1 Stück  | 16890094 | 13251    | 25    |
| 15 cm x 10 m                                  | 1 Stück  | 16890102 | 13253    | 25    |
| <b>DracoSilk, Einzelpackung mit Banderole</b> |          |          |          |       |
| Rollenpflaster 1,25 cm x 5 m                  | 1 Stück  | 03767759 | 18042    | 25    |
| Rollenpflaster 2,5 cm x 5 m                   | 1 Stück  | 03767742 | 18043    | 25    |
| <b>DracoSilk, Ärztepackung</b>                |          |          |          |       |
| Rollenpflaster 1,25 cm x 5 m                  | 24 Stück | 14171076 | 18052    | 25    |
| Rollenpflaster 2,5 cm x 5 m                   | 12 Stück | 14171082 | 18053    | 25    |

## Sterile Wundverbände

| Produkt                                | Inhalt   | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|--|----------|----------|----------|-------|
| <b>DracoPor sensitiv, weiß, steril</b> |          |          |          |       |
| 5 cm x 7,2 cm                          | 3 Stück  | 17183111 | 14822    | 26    |
| 5 cm x 7,2 cm                          | 25 Stück | 19075963 | 14852    | 26    |
| 8 cm x 10 cm                           | 3 Stück  | 17183128 | 14832    | 26    |
| 8 cm x 10 cm                           | 25 Stück | 19075986 | 14862    | 26    |
| 8 cm x 15 cm                           | 3 Stück  | 17183134 | 14842    | 26    |
| 8 cm x 15 cm                           | 20 Stück | 19075992 | 14872    | 26    |

| <b>DracoPor soft, weiß, steril</b>              |          |          |       |    |
|---|----------|----------|-------|----|
| 3,8 cm x 3,8 cm                                 | 10 Stück | 10713787 | 13835 | 27 |
| 3,8 cm x 3,8 cm                                 | 50 Stück | 10713818 | 13838 | 27 |
| 5 cm x 7,2 cm                                   | 5 Stück  | 02027032 | 13872 | 27 |
| 5 cm x 7,2 cm                                   | 25 Stück | 01424788 | 13875 | 27 |
| 5 cm x 7,2 cm                                   | 50 Stück | 12749097 | 13802 | 27 |
| 8 cm x 10 cm                                    | 5 Stück  | 02027003 | 13882 | 27 |
| 8 cm x 10 cm                                    | 25 Stück | 01424771 | 13885 | 27 |
| 8 cm x 10 cm                                    | 50 Stück | 12749105 | 13844 | 27 |
| 8 cm x 15 cm                                    | 5 Stück  | 09763366 | 13861 | 27 |
| 8 cm x 15 cm                                    | 20 Stück | 12749111 | 13812 | 27 |
| 15 cm x 15 cm                                   | 5 Stück  | 14167488 | 13846 | 27 |
| 15 cm x 15 cm                                   | 25 Stück | 14167494 | 13847 | 27 |
| 10 cm x 20 cm                                   | 5 Stück  | 09763389 | 13862 | 27 |
| 10 cm x 20 cm                                   | 20 Stück | 12749128 | 13823 | 27 |
| <b>DracoPor soft, hautfarben, steril</b>        |          |          |       |    |
| 3,8 cm x 3,8 cm                                 | 10 Stück | 10713824 | 13855 | 27 |
| 3,8 cm x 3,8 cm                                 | 50 Stück | 10713830 | 13858 | 27 |
| 5 cm x 7,2 cm                                   | 5 Stück  | 02577703 | 13876 | 27 |
| 5 cm x 7,2 cm                                   | 25 Stück | 06887731 | 13878 | 27 |
| 5 cm x 7,2 cm                                   | 50 Stück | 12749134 | 13803 | 27 |
| 8 cm x 10 cm                                    | 5 Stück  | 02577790 | 13886 | 27 |
| 8 cm x 10 cm                                    | 25 Stück | 06887872 | 13888 | 27 |
| 8 cm x 10 cm                                    | 50 Stück | 12749163 | 13854 | 27 |
| <b>DracoPor waterproof, transparent, steril</b> |          |          |       |    |
| 3,8 cm x 3,8 cm                                 | 10 Stück | 10713876 | 13101 | 27 |
| 3,8 cm x 3,8 cm                                 | 50 Stück | 10713882 | 13105 | 27 |
| 5 cm x 7,2 cm                                   | 5 Stück  | 03030349 | 13111 | 27 |
| 5 cm x 7,2 cm                                   | 25 Stück | 00114092 | 13115 | 27 |
| 5 cm x 7,2 cm                                   | 50 Stück | 12749186 | 13119 | 27 |
| 8 cm x 10 cm                                    | 5 Stück  | 03030214 | 13121 | 27 |
| 8 cm x 10 cm                                    | 25 Stück | 00114264 | 13125 | 27 |
| 8 cm x 10 cm                                    | 50 Stück | 12749192 | 13129 | 27 |
| 8 cm x 15 cm                                    | 5 Stück  | 08906645 | 13131 | 27 |
| 8 cm x 15 cm                                    | 20 Stück | 12749200 | 13135 | 27 |
| 15 cm x 15 cm                                   | 5 Stück  | 14167465 | 13151 | 27 |
| 15 cm x 15 cm                                   | 25 Stück | 14167471 | 13155 | 27 |
| 10 cm x 20 cm                                   | 5 Stück  | 08906668 | 13141 | 27 |
| 10 cm x 20 cm                                   | 20 Stück | 12749217 | 13145 | 27 |

## Zuschnitt-Pflaster

| Produkt                   | Inhalt   | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|---------------------------|----------|----------|----------|-------|
| <b>DracoPlast soft</b>    |          |          |          |       |
| 4 cm x 10 cm              | 10 Stück | 04374335 | 18074    | 28    |
| 6 cm x 10 cm              | 10 Stück | 04374364 | 18076    | 28    |
| 8 cm x 10 cm              | 10 Stück | 04374387 | 18078    | 28    |
| <b>DracoPlast classic</b> |          |          |          |       |
| 4 cm x 10 cm              | 10 Stück | 09513534 | 18174    | 28    |
| 6 cm x 10 cm              | 10 Stück | 09513540 | 18176    | 28    |
| 8 cm x 10 cm              | 10 Stück | 09513557 | 18178    | 28    |

## Pflaster-Strips

| Produkt                   | Inhalt   | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|---------------------------|----------|----------|----------|-------|
| <b>DracoPlast soft</b>    |          |          |          |       |
| in 2 Größen sortiert      | 20 Stück | 09522059 | 18070    | 28    |
| <b>DracoPlast classic</b> |          |          |          |       |
| in 2 Größen sortiert      | 20 Stück | 12749080 | 18172    | 28    |



## Spezialpflaster

| Produkt  | Inhalt   | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|--|----------|----------|----------|-------|
| <b>DracoPlast soft Rundpflaster</b>                                  |          |          |          |       |
| hautfarben, Ø 22 mm  | 20 Stück | 09513563 | 18072    | 29    |
| <b>DracoPlast classic Fingerverband</b>                              |          |          |          |       |
|  | 10 Stück | 09920883 | 18088    | 29    |
| <b>DracoPlast waterproof Fingerkuppen-Verband</b>                    |          |          |          |       |
|  | 10 Stück | 09513586 | 18073    | 29    |
| <b>DracoPlast FingerFix, auf sich selbst haftender Fingerverband</b> |          |          |          |       |
| rot 2,5 cm x 4,5 m gedehnt*  | 1 Stück  | 14296576 | 18090-R  | 29    |
| hautfarben 2,5 cm x 4,5 m gedehnt*                                   | 1 Stück  | 14296553 | 18090-H  | 29    |
| blau 2,5 cm x 4,5 m gedehnt*   | 1 Stück  | 14296547 | 18090-B  | 29    |
| schwarz 2,5 cm x 4,5 m gedehnt*                                      | 1 Stück  | 14296866 | 18090-S  | 29    |

(\*2,5 cm x 2 m ungedehnt)

## Kinderwundversorgung

| Produkt                                     | Inhalt               | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|---|----------------------|----------|----------|-------|
| <b>Piratoplast Pflaster-Strips</b>          |                      |          |          |       |
| für Mädchen, sortiert                       | 16 Stück in 3 Größen | 11519455 | 10204    | 30    |
| für Jungen, sortiert                        | 16 Stück in 3 Größen | 11519432 | 10203    | 30    |
| <b>Piratoplast Pflaster zum Zuschneiden</b> |                      |          |          |       |
| für Mädchen, sortiert                       | 6 Stück              | 11519484 | 10304    | 31    |
| für Jungen, sortiert                        | 6 Stück              | 11519449 | 10303    | 31    |
| <b>Piratoplast HV-Display</b>               |                      |          |          |       |
|   | 20 Packungen         | –        | 10136    | 31    |

## Kompressionsverbände

### Stützverbände

| Produkt                                | Inhalt   | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|--|----------|----------|----------|-------|
| <b>Draco Idealbinde, cellophaniert</b> |          |          |          |       |
| 6 cm x 5 m                             | 1 Stück  | 03895256 | 15406    | 32    |
| 8 cm x 5 m                             | 1 Stück  | 03895262 | 15408    | 32    |
| 10 cm x 5 m                            | 1 Stück  | 03895279 | 15410    | 32    |
| <b>Draco Idealbinde, Ärztepackung</b>  |          |          |          |       |
| 6 cm x 5 m                             | 10 Stück | 03895345 | 15433    | 32    |
| 8 cm x 5 m                             | 10 Stück | 03895351 | 15434    | 32    |
| 10 cm x 5 m                            | 10 Stück | 03895368 | 15435    | 32    |
| <b>DracoZink, Zinkleimbinde, weiß</b>  |          |          |          |       |
| 8 cm x 5 m                             | 1 Stück  | 16567648 | 14545    | 32    |
| 8 cm x 7 m                             | 1 Stück  | 03111384 | 14547    | 32    |
| 10 cm x 5 m                            | 1 Stück  | 00592029 | 14555    | 32    |
| 10 cm x 7 m                            | 1 Stück  | 00592035 | 14557    | 32    |
| 10 cm x 10 m                           | 1 Stück  | 00592041 | 14560    | 32    |

### Kurzzugbinden

| Produkt   | Inhalt   | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|---|----------|----------|----------|-------|
| <b>DracoLastic kräftig, Einzelfaltschachtel</b> |          |          |          |       |
| 6 cm x 5 m                                      | 1 Stück  | 01268880 | 15006    | 33    |
| 8 cm x 5 m                                      | 1 Stück  | 01268897 | 15008    | 33    |
| 10 cm x 5 m                                     | 1 Stück  | 01268905 | 15010    | 33    |
| <b>DracoLastic kräftig, Ärztepackung</b>        |          |          |          |       |
| 6 cm x 5 m                                      | 10 Stück | 03895196 | 15014    | 33    |
| 8 cm x 5 m                                      | 10 Stück | 03895204 | 15015    | 33    |
| 10 cm x 5 m                                     | 10 Stück | 03895210 | 15016    | 33    |
| 12 cm x 5 m                                     | 10 Stück | 03895227 | 15017    | 33    |

|  |                  |          |       |    |
|--|------------------|----------|-------|----|
| <b>DracoLastic Verband</b>                 |                  |          |       |    |
| 10 cm x 5 m                                | 1 Set à 2 Binden | 01449854 | 15022 | 33 |
| <b>DracoLastic Set kräftig, Doppelpack</b> |                  |          |       |    |
| 8 cm x 5 m und 10 cm x 5 m                 | 1 Set à 2 Binden | 02571669 | 15020 | 33 |
| <b>DracoLastic haft, kohäsiv</b>           |                  |          |       |    |
| 10 cm x 5 m                                | 1 Stück          | 02949895 | 15050 | 33 |

## Sportmedizin

### Tapes

| Produkt                                  | Inhalt  | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|--|---------|----------|----------|-------|
| <b>Draco KinesiologieTape, elastisch</b> |         |          |          |       |
| pink 5 cm x 5 m                          | 1 Stück | 18108672 | 191030-P | 34    |
| rot 5 cm x 5 m                           | 1 Stück | 18108666 | 191030-R | 34    |
| türkis 5 cm x 5 m                        | 1 Stück | 18108643 | 191030-T | 34    |
| schwarz 5 cm x 5 m                       | 1 Stück | 18108689 | 191030-S | 34    |
| <b>Draco SportTape, nicht elastisch</b>  |         |          |          |       |
| weiß 2 cm x 10 m                         | 1 Stück | 01389069 | 16101-W  | 35    |
| 3,8 cm x 10 m                            | 1 Stück | 00571429 | 16103-W  | 35    |
| 5 cm x 10 m                              | 1 Stück | 02591666 | 16108-W  | 35    |
| blau 2 cm x 10 m                         | 1 Stück | 02582443 | 16101-B  | 35    |
| 3,8 cm x 10 m                            | 1 Stück | 01389017 | 16103-B  | 35    |
| rot 2 cm x 10 m                          | 1 Stück | 03931549 | 16101-R  | 35    |
| 3,8 cm x 10 m                            | 1 Stück | 01389023 | 16103-R  | 35    |
| gelb 3,8 cm x 10 m                       | 1 Stück | 01389046 | 16103-GE | 35    |
| grün 3,8 cm x 10 m                       | 1 Stück | 03060505 | 16103-GR | 35    |
| schwarz 3,8 cm x 10 m                    | 1 Stück | 03060497 | 16103-S  | 35    |
| hautfarben 3,8 cm x 10 m                 | 1 Stück | 16623080 | 16103-H  | 35    |

## Zugbeartikel

### Pflastermäppchen

| Produkt                               | Inhalt                 | PZN | Art.-Nr. | Seite |
|---------------------------------------|------------------------|-----|----------|-------|
| DracoPlast Pflastermäppchen Variation | 500 Mäppchen je Karton | –   | 99851-V7 | 36    |
| DracoPlast Pflastermäppchen Style     | 500 Mäppchen je Karton | –   | 99851-S2 | 36    |

## Okklusionspflaster

### Augenpflaster zur individuellen Auswahl

| Produkt                           | Inhalt    | PZN      | Art.-Nr. | Seite |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|-------|
| <b>Piratoplast MIX Extra Soft</b> |           |          |          |       |
| klein 65 mm x 48 mm               | 100 Stück | 16037531 | MIXXK24  | 39    |
| groß 75 mm x 57 mm                | 100 Stück | 16037548 | MIXXG24  | 39    |
| extragroß 85 mm x 57 mm           | 100 Stück | 16037554 | MIXXXL24 | 39    |



**NEU im Sortiment!**

# DracoElfi haft weiß

## Elastische kohäsive\* Fixierbinde



- Auf sich selbst haftend  
→ schnell in der Applikation
- Rutschfest und atmungsaktiv  
→ ideal für Gelenke sowie runde Körperstellen
- 20 m gedehnt  
→ wirtschaftlich im Gebrauch
- 8 Stück Ärztepackung  
→ ideal als Sprechstundenbedarf

\* Kohäsiv = Selbsthaftend: Die Binde haftet nur an sich selbst, was die Anwendung erleichtert und das Risiko von Hautirritationen reduziert.

Dr. Ausbüttel & Co. GmbH • Ernst-Abbe-Straße 4  
44149 Dortmund • Deutschland • [www.draco.de](http://www.draco.de)

  @weloveapotheke



Ihr Partner in der Wundversorgung



Ihr Partner in der Wundversorgung

# MODERNE Wundversorgung



Die modernen Wundauflagen von DRACO® fördern die Heilung von chronischen und akuten Problemwunden durch die Aufrechterhaltung eines idealfeuchten Wundklimas.

## Schaumstoffwundauflagen für infizierte Wunden



### Anwendungsgebiet:

- Bekämpfung von Wundinfektionen
- Versorgung stark bis mäßig exsudierender Wunden
- Granulationsförderung
- Einsatz unter Kompression



### DracoFoam Infekt

**Material-/Produktbeschreibung:**  
Polyhexanidhaltige, stark absorbierende Schaumstoffwundauflage zur silberfreien Infektionsbekämpfung chronischer und akuter Problemwunden.

| Ausführungen             | PZN      |
|--------------------------|----------|
| 5 cm x 5 cm              | 10317608 |
| 10 cm x 10 cm            | 10317614 |
| 10 cm x 20 cm            | 10317620 |
| 20 cm x 20 cm            | 10317637 |
| jeweils 10 Stück, steril |          |



### DracoFoam Infekt Ferse

**Material-/Produktbeschreibung:**  
Polyhexanidhaltige, stark absorbierende Schaumstoffwundauflage zur silberfreien Infektionsbekämpfung chronischer und akuter Problemwunden.

| Ausführungen         | PZN      |
|----------------------|----------|
| Anatomische Passform | 10317643 |
| 5 Stück, steril      |          |



### DracoFoam Infekt haft

**Material-/Produktbeschreibung:**  
Sicher haftend, für infizierte Wunden mit intakter Wundumgebungshaut. Hafttrand mit Polyacrylat-Kleber.

| Ausführungen             | PZN      |
|--------------------------|----------|
| 5 cm x 5 cm              | 11300219 |
| 7,5 cm x 7,5 cm          | 07730635 |
| 10 cm x 10 cm            | 10084110 |
| 12,5 cm x 12,5 cm        | 07730658 |
| jeweils 10 Stück, steril |          |



### DracoFoam Infekt haft sensitiv


**Material-/Produktbeschreibung:**  
Polyhexanidhaltige Schaumstoffwundauflage für infizierte Wunden mit fragiler Wundumgebungshaut. Mit Silikon-Hafttrand, sicherer Halt und sanft zu entfernen.

| Ausführungen             | PZN      |
|--------------------------|----------|
| 7,5 cm x 7,5 cm          | 15623296 |
| 10 cm x 10 cm            | 15623304 |
| 12,5 cm x 12,5 cm        | 15623310 |
| jeweils 10 Stück, steril |          |



Ihr Partner in der Wundversorgung

## Schaumstoffwundauflagen für nicht infizierte Wunden



### Anwendungsgebiet:

- Versorgung stark bis mäßig exsudierender Wunden
- Granulationsförderung
- Einsatz unter Kompression



### DracoFoam

#### Material-/Produktbeschreibung:

Stark absorbierende Schaumstoffwundauflage zur Verarbeitung überschüssigen Exsudats chronischer und akuter Problemwunden.

| Ausführungen             | PZN      |
|--------------------------|----------|
| 5 cm x 5 cm              | 07415075 |
| 10 cm x 10 cm            | 04350429 |
| 10 cm x 20 cm            | 06836544 |
| 20 cm x 20 cm            | 03693587 |
| jeweils 10 Stück, steril |          |



### DracoFoam Ferse

#### Material-/Produktbeschreibung:

Stark absorbierende Schaumstoffwundauflage zur Verarbeitung überschüssigen Exsudats chronischer und akuter Problemwunden.

| Ausführungen         | PZN      |
|----------------------|----------|
| Anatomische Passform | 05484669 |
| 5 Stück, steril      |          |



### DracoFoam haft

#### Material-/Produktbeschreibung:

Schaumstoffwundauflage mit sicherem Halt für Wunden mit intakter Wundumgebungshaut. Haftrand mit Polyacrylat-Kleber.

| Ausführungen             | PZN      |
|--------------------------|----------|
| 5 cm x 5 cm              | 10003146 |
| 7,5 cm x 7,5 cm          | 06733293 |
| 10 cm x 10 cm            | 10003123 |
| 12,5 cm x 12,5 cm        | 06681550 |
| jeweils 10 Stück, steril |          |



## DracoFoam haft sensitiv

### Material-/Produktbeschreibung:

Schaumstoffwundauflage mit Silikon-Haftrand für Wunden mit fragiler Wundumgebungshaut. Sicherer Halt und sanft zu entfernen.

| Ausführungen             | PZN      |
|--------------------------|----------|
| 5 cm x 5 cm              | 11376174 |
| 7,5 cm x 7,5 cm          | 10342078 |
| 10 cm x 10 cm            | 10342115 |
| 12 cm x 22 cm            | 17438031 |
| 12,5 cm x 12,5 cm        | 10342144 |
| 17 cm x 17 cm            | 17438048 |
| 19 cm x 19 cm            | 17438054 |
| jeweils 10 Stück, steril |          |

## Dünne Schaumstoffwundauflagen für Zehen



## DracoFoam Zehenkappe

### Anwendungsgebiet:

- Für die Versorgung von mäßig bis schwach exsudierenden Fußulzera
- Granulationsförderung
- Einsatz unter Kompression

| Ausführungen             | PZN      |
|--------------------------|----------|
| Klein, Umfang 5,6 cm     | 12543361 |
| Mittel, Umfang 8,6 cm    | 15621305 |
| Groß, Umfang 10,6 cm     | 12543378 |
| jeweils 10 Stück, steril |          |



### Material-/Produktbeschreibung:

Dünnere, reiner, feinporiger Schaumstoff

### Tipp

Einfache und schnelle Fixierung mit

- **DracoSumbi**, siehe Seite 22,
- **DracoElfi**, siehe Seite 23 oder
- **DracoFixiermull stretch**, siehe Seite 24/25.



Ihr Partner in der Wundversorgung

## Superabsorbierende Wundauflagen



### DracoSuperabsorber

#### Anwendungsgebiet:

- Für sehr stark exsudierende Wunden, bei denen eine effiziente Absorption in Kombination mit wenigen Verbandwechseln erforderlich ist
- Einsatz unter Kompression

| Ausführungen             | PZN      |
|--------------------------|----------|
| 10 cm x 10 cm            | 16086423 |
| 10 cm x 20 cm            | 16086446 |
| jeweils 10 Stück, steril |          |



#### Material-/Produktbeschreibung:

Im Kern superabsorbierende Polymere, hydrophobe, grüne Rückseite minimiert den Durchtritt von Feuchtigkeit. Absorbiert die Wundflüssigkeit vertikal und bindet sie im Inneren als Gel, wodurch das Risiko der Schädigung des Wundbereichs reduziert wird.

## Alginatwundauflagen



### DracoAlgin

#### Anwendungsgebiet:

- Reduktion der Wundtiefe bei stark bis mäßig exsudierenden Wunden
- Wundreinigung

| Ausführungen             | PZN      |
|--------------------------|----------|
| 5 cm x 5 cm              | 13858003 |
| 10 cm x 10 cm            | 01003785 |
| jeweils 10 Stück, steril |          |



#### Material-/Produktbeschreibung:

Alginatkompressen zur Reinigung und Reduktion der Wundtiefe chronischer und akuter Problemwunden.



## Hydrofaser

### DracoHydrofaser



**Anwendungsgebiet:**

- Geeignet für stark bis mäßig exsudierende, oberflächliche oder tiefe Wunden und Wundhöhlen sowie chronische Wunden.

| Ausführungen             | PZN      |
|--------------------------|----------|
| 5 cm x 5 cm              | 16536613 |
| 10 cm x 10 cm            | 12554471 |
| jeweils 10 Stück, steril |          |



**Material-/Produktbeschreibung:**

Gelbildender Faserverband aus Carboxymethylcellulose (CMC). Wirkt bei Kontakt mit Wundexsudat stark absorbierend, aktiviert die Wundheilung und fördert den Reinigungseffekt.

## Wunddistanzgitter

### DracoTüll Silikon



**Anwendungsgebiet:**

- Schutz des Wundgrundes und der Wundumgebungshaut vor Verklebung mit Sekundärverbänden bei stark exsudierenden bis trockenen Wunden.

| Ausführungen             | PZN      |
|--------------------------|----------|
| 5 cm x 5 cm              | 09515160 |
| 10 cm x 10 cm            | 08839788 |
| jeweils 10 Stück, steril |          |



**Material-/Produktbeschreibung:**

Mit hochreinem, medizinischem Silikon ummanteltes Garn zum Schutz besonders empfindlicher chronischer und akuter Problemwunden in kombinierter Versorgung. Beidseitig verwendbar. Trocknet nicht aus, verklebt nicht mit der Wunde oder der Wundumgebungshaut.

**Tip**

Kombinieren Sie **DracoAlgin**, **DracoHydrofaser** oder **DracoTüll Silikon** am besten mit unseren Schaumstoff-Wundauflagen von Seite 13-15.



Ihr Partner in der Wundversorgung

## Hydrokolloide Wundauflagen



### DracoHydro

#### Anwendungsgebiet:

- Versorgung mäßig bis gering exsudierender Wunden
- Förderung der Granulation
- Autolytisches Debridement
- Einsatz unter Kompression

#### Material-/Produktbeschreibung:

Hydrokolloide Wundauflage zur Förderung der Granulation und des autolytischen Debridements infektionsfreier, chronischer und akuter Problemwunden.

| Ausführungen             | PZN      |
|--------------------------|----------|
| 5 cm x 5 cm              | 13879212 |
| 10 cm x 10 cm            | 02745402 |
| jeweils 10 Stück, steril |          |



### DracoHydro dünn

#### Anwendungsgebiet:

- Versorgung gering exsudierender Wunden
- Förderung, Stabilisierung und Schutz des Epithelgewebes
- Einsatz unter Kompression

#### Material-/Produktbeschreibung:

Dünne, hydrokolloide Wundauflage zum Schutz des Epithelgewebes infektionsfreier, chronischer und akuter Problemwunden.

| Ausführungen             | PZN      |
|--------------------------|----------|
| 5 cm x 5 cm              | 13879229 |
| 10 cm x 10 cm            | 02065446 |
| jeweils 10 Stück, steril |          |

# Das Allround-Talent für die Freiwahl!

Pflaster und Verbände



## Das DRACO® Wund-Kompetenz-Center

- **Kostenlos** für Sie: Anlieferung, Aufbau und Verpackungsentsorgung
- **Partnerschaftliche Betreuung** durch unseren Außendienst
- **Unterstützt** Sie in der **Beratung** und **spart Laufwege**
- **Alleinstellung** gegenüber Drogeriemarkt und Einzelhandel
- **Keine Mindestbestellmengen**



**Einfach QR-Code scannen und Kurzfilm über unser Wund-Kompetenz-Center entdecken.**



Für weitere Informationen zum WKC wenden Sie sich bitte an Ihren Außendienst-Mitarbeiter oder an unseren Kundenservice.



Ihr Partner in der Wundversorgung

# KLASSISCHE Wundversorgung



## Mullkompressen



### DracoFix Mullkompressen, steril

#### Material-/Produktbeschreibung:

- Mit eingeschlagenen Schnittkanten
- 100% Baumwolle
- DIN EN 14079
- 8-fach

| Ausführungen            | PZN      |
|-------------------------|----------|
| 5 cm x 5 cm, 8-fach     | 02358674 |
| 7,5 cm x 7,5 cm, 8-fach | 02358697 |
| 10 cm x 10 cm, 8-fach   | 02358711 |
| 5 x 2 Stück, steril     |          |
| 5 cm x 5 cm, 8-fach     | 03388097 |
| 7,5 cm x 7,5 cm, 8-fach | 03388105 |
| 10 cm x 10 cm, 8-fach   | 03388111 |
| 25 x 2 Stück, steril    |          |



### DracoFix Mullkompressen, unsteril

#### Material-/Produktbeschreibung:

- Mit eingeschlagenen Schnittkanten
- 100% Baumwolle
- DIN EN 14079 BW VM 17
- 8-fach oder 12-fach

| Ausführungen            | PZN      |
|-------------------------|----------|
| 5 cm x 5 cm, 8-fach     | 02268480 |
| 7,5 cm x 7,5 cm, 8-fach | 02268505 |
| 10 cm x 10 cm, 8-fach   | 01980621 |
| 10 cm x 10 cm, 12-fach  | 01980638 |
| 10 cm x 20 cm, 12-fach  | 04586439 |
| jeweils 100 Stück       |          |

## Vlieskompressen



### Draco Vlieskompressen, steril

#### Material-/Produktbeschreibung:

- 50% Viskose, 50% Polyester
- Luftdurchlässig
- Weich
- 4-fach

| Ausführungen                 | PZN      |
|------------------------------|----------|
| 7,5 cm x 7,5 cm, 4-fach      | 00679316 |
| 10 cm x 10 cm, 4-fach        | 00679291 |
| jeweils 25 x 2 Stück, steril |          |



### Draco Vlieskompressen, unsteril

#### Material-/Produktbeschreibung:

- 70% Viskose, 30% Polyester
- Luftdurchlässig
- Weiß
- 4-fach oder 8-fach

| Ausführungen            | PZN      |
|-------------------------|----------|
| 5 cm x 5 cm, 4-fach     | 00571398 |
| 7,5 cm x 7,5 cm, 4-fach | 00571406 |
| 10 cm x 10 cm, 4-fach   | 00571412 |
| 10 cm x 10 cm, 8-fach   | 04220721 |
| jeweils 100 Stück       |          |

## Schlitzkompressen



### Draco Mull-Schlitzkompressen, steril

#### Material-/Produktbeschreibung:

#### Material-/Produktbeschreibung:

- Y-Schlitz
- 100% Baumwolle
- DIN EN 14079
- Bei Drainagen und Tracheotomien
- 12-fach

| Ausführungen                 | PZN      |
|------------------------------|----------|
| 5 cm x 5 cm, 12-fach         | 00816204 |
| 7,5 cm x 7,5 cm, 12-fach     | 07574460 |
| 10 cm x 10 cm, 12-fach       | 07574477 |
| jeweils 25 x 2 Stück, steril |          |



### Draco Vlies-Schlitzkompressen, steril

#### Material-/Produktbeschreibung:

- Y-Schlitz
- 50% Viskose, 50% Polyester
- Luftdurchlässig
- Weich
- Bei Drainagen und Tracheotomien
- 4-fach

| Ausführungen                 | PZN      |
|------------------------------|----------|
| 5 cm x 5 cm, 4-fach          | 00749034 |
| 7,5 cm x 7,5 cm, 4-fach      | 00749028 |
| 10 cm x 10 cm, 4-fach        | 00749040 |
| jeweils 25 x 2 Stück, steril |          |



Ihr Partner in der Wundversorgung

## Saugkompressen



### Draco Saugkompressen, steril

#### Material-/Produktbeschreibung:

- Hohes Saugvermögen
- Weiche Vliesumhüllung

| Ausführungen               | PZN      |
|----------------------------|----------|
| 10 cm x 10 cm , à 25 Stück | 01687275 |
| 10 cm x 20 cm , à 25 Stück | 01687329 |
| 20 cm x 20 cm , à 15 Stück | 06563141 |
| 20 cm x 40 cm , à 5 Stück  | 06563158 |



### Draco Saugkompressen, unsteril

#### Material-/Produktbeschreibung:

- Hohes Saugvermögen
- Weiche Vliesumhüllung

| Ausführungen     | PZN      |
|------------------|----------|
| 10 cm x 10 cm    | 00948779 |
| 10 cm x 20 cm    | 00948785 |
| 20 cm x 20 cm    | 00948791 |
| 20 cm x 40 cm    | 00948816 |
| jeweils 30 Stück |          |

## Fixierbinden



### DracoSumbi

#### Material-/Produktbeschreibung:

- 60% Polyamid, 40% Viskose
- Elastische Fixierbinde, glatt
- Weiß
- Einzeln cellophaniert
- 4 m gedehnt

| Ausführungen               | PZN      |
|----------------------------|----------|
| 4 cm x 4 m                 | 01661531 |
| 6 cm x 4 m                 | 01661548 |
| 8 cm x 4 m                 | 01661554 |
| 10 cm x 4 m                | 01661560 |
| Abgabe jeweils zu 20 Stück |          |



### DracoSumbi

#### Material-/Produktbeschreibung:

- 60% Polyamid, 40% Viskose
- Elastische Fixierbinde, glatt
- Weiß
- Ärztepackung
- 4 m gedehnt

| Ausführungen                   | PZN      |
|--------------------------------|----------|
| 6 cm x 4 m, Karton à 20 Stück  | 02163700 |
| 8 cm x 4 m, Karton à 20 Stück  | 02163717 |
| 8 cm x 4 m, Karton à 100 Stück | 01980791 |
| 10 cm x 4 m, Karton à 20 Stück | 02163723 |
| 10 cm x 4 m, Karton à 50 Stück | 01980822 |



### DracoElfi

**Material-/Produktbeschreibung:**

- 70 % Viskose, 30 % Polyamid
- Elastische Fixierbinde, gekreppt
- Weiß
- Einzeln cellophaniert
- 4 m gedehnt

| Ausführungen               | PZN      |
|----------------------------|----------|
| 4 cm x 4 m                 | 00736132 |
| 6 cm x 4 m                 | 00736161 |
| 8 cm x 4 m                 | 00736190 |
| 10 cm x 4 m                | 00736209 |
| Abgabe jeweils zu 20 Stück |          |



### DracoElfi

**Material-/Produktbeschreibung:**

- 70 % Viskose, 30 % Polyamid
- Elastische Fixierbinde, gekreppt
- Weiß
- Ärztepackung
- 4 m gedehnt

| Ausführungen      | PZN      |
|-------------------|----------|
| 4 cm x 4 m        | 00736267 |
| 6 cm x 4 m        | 00736273 |
| 8 cm x 4 m        | 00736936 |
| 10 cm x 4 m       | 00736942 |
| 12 cm x 4 m       | 00737025 |
| Karton à 20 Stück |          |

## Kohäsive Fixierbinden



### DracoElfi haft color

**Material-/Produktbeschreibung:**

- 30 % Polyamid, 40 % Baumwolle, 30 % Viskose
- Kohäsive, elastische Fixierbinde
- Gekreppt
- Einzeln cellophaniert
- 4 m gedehnt

| Ausführungen      | PZN      |
|-------------------|----------|
| 6 cm x 4 m, rot   | 09780229 |
| 8 cm x 4 m, rot   | 09780241 |
| 10 cm x 4 m, rot  | 09780264 |
| 4 cm x 4 m, blau  | 09780206 |
| 6 cm x 4 m, blau  | 09780212 |
| 8 cm x 4 m, blau  | 09780235 |
| 10 cm x 4 m, blau | 09780258 |
| jeweils 1 Stück   |          |



### DracoElfi haft

**Material-/Produktbeschreibung:**

- 30 % Polyamid, 40 % Baumwolle, 30 % Viskose
- Kohäsive, elastische Fixierbinde
- Gekreppt
- Weiß
- Ärztepackung
- 20 m gedehnt

| Ausführungen     | PZN      |
|------------------|----------|
| 10 cm x 20 m     | 19136340 |
| Karton à 8 Stück |          |



Ihr Partner in der Wundversorgung



## Klebende Fixierungen



### DracoFixiermull stretch

#### Material-/Produktbeschreibung:

- Einfache Handhabung durch Easy-Fix-Flügel
- Zur vollflächigen Verbandfixierung
- Hypoallergenes Klebevlies
- Elastisch, ideal für Gelenke

| Ausführungen    | PZN      |
|-----------------|----------|
| 10 cm x 2 m     | 12548476 |
| 15 cm x 2 m     | 12548499 |
| 10 cm x 10 m    | 12548482 |
| 15 cm x 10 m    | 12548513 |
| jeweils 1 Stück |          |





### DracoFixiermull sensitiv

**Material-/Produktbeschreibung:**

- Einfache Handhabung durch Easy-Fix-Flügel
- Zur vollflächigen Verbandfixierung
- Für empfindliche Haut
- Silikonkleber
- Elastisch, ideal für Gelenke

| Ausführungen    | PZN      |
|-----------------|----------|
| 10 cm x 1 m     | 16890059 |
| 10 cm x 5 m     | 16890065 |
| 15 cm x 5 m     | 16890071 |
| jeweils 1 Stück |          |



### DracoFixiermull waterproof

**Material-/Produktbeschreibung:**

- Zum Duschen geeignet
- Zur vollflächigen Verbandfixierung
- Transparent
- Einfache Applikation dank Anleitung auf Trägerfolie
- Elastisch, ideal für Gelenke

| Ausführungen    | PZN      |
|-----------------|----------|
| 10 cm x 2 m     | 16890088 |
| 10 cm x 10 m    | 16890094 |
| 15 cm x 10 m    | 16890102 |
| jeweils 1 Stück |          |



### DracoSilk

**Material-/Produktbeschreibung:**

- Leicht von Hand reißbar (in Längs- und Querrichtung)
- Hautfreundlich
- Fixiert sicher, leicht zu entfernen
- Einzelpackung mit Banderole

| Ausführungen    | PZN      |
|-----------------|----------|
| 1,25 cm x 5 m   | 03767759 |
| 2,5 cm x 5 m    | 03767742 |
| jeweils 1 Stück |          |



### DracoSilk

**Material-/Produktbeschreibung:**

- Leicht von Hand reißbar (in Längs- und Querrichtung)
- Hautfreundlich
- Fixiert sicher, leicht zu entfernen
- Ärztepackung

| Ausführungen            | PZN      |
|-------------------------|----------|
| 1,25 cm x 5 m, 24 Stück | 14171076 |
| 2,5 cm x 5 m, 12 Stück  | 14171082 |



Ihr Partner in der Wundversorgung



## Sterile Wundverbände



### DracoPor sensitiv, weiß, steril

#### Material-/Produktbeschreibung:

Sanft haftender Wundverband mit Silikonkleber

- Sanft und sicher haftend
- Schmerzarm zu entfernen
- Minimiert Hautirritationen
- Auch für empfindliche Alters- oder Kinderhaut

| Ausführungen                      | PZN      |
|-----------------------------------|----------|
| 5 cm x 7,2 cm, à 3 Stück, steril  | 17183111 |
| 5 cm x 7,2 cm, à 25 Stück, steril | 19075963 |
| 8 cm x 10 cm, à 3 Stück, steril   | 17183128 |
| 8 cm x 10 cm, à 25 Stück, steril  | 19075986 |
| 8 cm x 15 cm, à 3 Stück, steril   | 17183134 |
| 8 cm x 15 cm, à 20 Stück, steril  | 19075992 |



## DracoPor soft, weiß, steril

### Material-/Produktbeschreibung:

Steriler Wundverband

- Atmungsaktives Vlies mit hypoallergenem Polyacrylat-Kleber
- Elastisch
- Umlaufende Klebefläche, schützt die Wunde von allen Seiten
- Zentrales Wundkissen, verklebt nicht mit der Wunde

| Ausführungen                        | PZN      |
|-------------------------------------|----------|
| 3,8 cm x 3,8 cm, à 10 Stück, steril | 10713787 |
| 3,8 cm x 3,8 cm, à 50 Stück, steril | 10713818 |
| 5 cm x 7,2 cm, à 5 Stück, steril    | 02027032 |
| 5 cm x 7,2 cm, à 25 Stück, steril   | 01424788 |
| 5 cm x 7,2 cm, à 50 Stück, steril   | 12749097 |
| 8 cm x 10 cm, à 5 Stück, steril     | 02027003 |
| 8 cm x 10 cm, à 25 Stück, steril    | 01424771 |
| 8 cm x 10 cm, à 50 Stück, steril    | 12749105 |
| 8 cm x 15 cm, à 5 Stück, steril     | 09763366 |
| 8 cm x 15 cm, à 20 Stück, steril    | 12749111 |
| 15 cm x 15 cm, à 5 Stück, steril    | 14167488 |
| 15 cm x 15 cm, à 25 Stück, steril   | 14167494 |
| 10 cm x 20 cm, à 5 Stück, steril    | 09763389 |
| 10 cm x 20 cm, à 20 Stück, steril   | 12749128 |



## DracoPor soft, hautfarben, steril

### Material-/Produktbeschreibung:

Steriler Wundverband

- Atmungsaktives Vlies mit hypoallergenem Polyacrylat-Kleber
- Elastisch
- Umlaufende Klebefläche, schützt die Wunde von allen Seiten
- Zentrales Wundkissen, verklebt nicht mit der Wunde

| Ausführungen                        | PZN      |
|-------------------------------------|----------|
| 3,8 cm x 3,8 cm, à 10 Stück, steril | 10713824 |
| 3,8 cm x 3,8 cm, à 50 Stück, steril | 10713830 |
| 5 cm x 7,2 cm, à 5 Stück, steril    | 02577703 |
| 5 cm x 7,2 cm, à 25 Stück, steril   | 06887731 |
| 5 cm x 7,2 cm, à 50 Stück, steril   | 12749134 |
| 8 cm x 10 cm, à 5 Stück, steril     | 02577790 |
| 8 cm x 10 cm, à 25 Stück, steril    | 06887872 |
| 8 cm x 10 cm, à 50 Stück, steril    | 12749163 |



## DracoPor waterproof, transparent, steril

### Material-/Produktbeschreibung:

Steriler Wundverband

- Wasserfeste, transparente Folie mit hypoallergenem Polyacrylat-Kleber
- Duschfest
- Atmungsaktiv, elastisch
- Umlaufende Klebefläche schützt die Wunde von allen Seiten
- Zentrales Wundkissen, verklebt nicht mit der Wunde

| Ausführungen                        | PZN      |
|-------------------------------------|----------|
| 3,8 cm x 3,8 cm, à 10 Stück, steril | 10713876 |
| 3,8 cm x 3,8 cm, à 50 Stück, steril | 10713882 |
| 5 cm x 7,2 cm, à 5 Stück, steril    | 03030349 |
| 5 cm x 7,2 cm, à 25 Stück, steril   | 00114092 |
| 5 cm x 7,2 cm, à 50 Stück, steril   | 12749186 |
| 8 cm x 10 cm, à 5 Stück, steril     | 03030214 |
| 8 cm x 10 cm, à 25 Stück, steril    | 00114264 |
| 8 cm x 10 cm, à 50 Stück, steril    | 12749192 |
| 8 cm x 15 cm, à 5 Stück, steril     | 08906645 |
| 8 cm x 15 cm, à 20 Stück, steril    | 12749200 |
| 15 cm x 15 cm, à 5 Stück, steril    | 14167465 |
| 15 cm x 15 cm, à 25 Stück, steril   | 14167471 |
| 10 cm x 20 cm, à 5 Stück, steril    | 08906668 |
| 10 cm x 20 cm, à 20 Stück, steril   | 12749217 |

Das sterile  
Duschpflaster



Ihr Partner in der Wundversorgung

## Zuschnitt-Pflaster



### DracoPlast soft

#### Material-/Produktbeschreibung:

- Weiß
- Mit hautfreundlichem Kleber
- Sanft zur Haut
- Atmungsaktiv
- Elastisch

| Ausführungen        | PZN      |
|---------------------|----------|
| 4 cm x 10 cm        | 04374335 |
| 6 cm x 10 cm        | 04374364 |
| 8 cm x 10 cm        | 04374387 |
| jeweils 10 Streifen |          |



### DracoPlast classic

#### Material-/Produktbeschreibung:

- Hautfarben
- Mit hautfreundlichem Kleber
- Wasserabweisend
- Atmungsaktiv
- Elastisch

| Ausführungen        | PZN      |
|---------------------|----------|
| 4 cm x 10 cm        | 09513534 |
| 6 cm x 10 cm        | 09513540 |
| 8 cm x 10 cm        | 09513557 |
| jeweils 10 Streifen |          |

## Pflaster-Strips



### DracoPlast soft

#### Material-/Produktbeschreibung:

- Weiß
- Mit hautfreundlichem Kleber
- Atmungsaktiv
- Elastisch

| Ausführungen              | PZN      |
|---------------------------|----------|
| 16 mm x 57 mm, à 10 Stück | 09522059 |
| 19 mm x 72 mm, à 10 Stück |          |
| 20 Stück, sortiert        |          |



### DracoPlast classic

#### Material-/Produktbeschreibung:

- Hautfarben
- Mit hautfreundlichem Kleber
- Wasserabweisend
- Atmungsaktiv
- Elastisch

| Ausführungen              | PZN      |
|---------------------------|----------|
| 19 mm x 72 mm, à 12 Stück | 12749080 |
| 25 mm x 72 mm, à 8 Stück  |          |
| 20 Stück, sortiert        |          |

## Spezialpflaster



### DracoPlast soft Rundpflaster

#### Material-/Produktbeschreibung:

- Hautfarben
- Mit hautfreundlichem Kleber
- Sanft zur Haut
- Atmungsaktiv
- Elastisch

| Ausführungen                            | PZN      |
|---|----------|
| Rund, unauffällig<br>Durchmesser: 22 mm | 09513563 |
| 20 Stück                                |          |



### DracoPlast classic Fingerverband

#### Material-/Produktbeschreibung:

- Hautfarben
- Mit hautfreundlichem Kleber
- Extra lang
- Sanft zur Haut
- Elastisch

| Ausführungen   | PZN      |
|----------------|----------|
| 20 mm x 120 mm | 09920883 |
| 10 Stück       |          |



### DracoPlast waterproof Fingerkuppen-Verband

#### Material-/Produktbeschreibung:

- Transparent
- Mit hautfreundlichem Kleber
- Wasserfest
- Atmungsaktiv
- Elastisch

| Ausführungen  | PZN      |
|---------------|----------|
| 66 mm x 37 mm | 09513586 |
| 10 Stück      |          |



### DracoPlast FingerFix

#### Material-/Produktbeschreibung:

- Auf sich selbst haftend
- Latexfrei
- Ca. alle 10 cm mit einer Wundaufgabe bestückt
- Elastisch und atmungsaktiv
- Abreißbar
- Kein Verkleben mit der Wunde

| Ausführungen                               | PZN      |
|--|----------|
| 2,5 cm x 4,5 m gedehnt*, rot               | 14296576 |
| 2,5 cm x 4,5 m gedehnt*, hautfarben        | 14296553 |
| 2,5 cm x 4,5 m gedehnt*, blau              | 14296547 |
| 2,5 cm x 4,5 m gedehnt*, schwarz           | 14296866 |
| jeweils 1 Stück (* 2,5 cm x 2 m ungedehnt) |          |

# PIRATOPLAST®

Sanft zur Kinderhaut



## Kinderwundversorgung



### Piratoplast® Pflaster-Strips

#### Material-/Produktbeschreibung:

Kunterbunte Piratoplast Kinderpflaster in Apothekenqualität, zur Versorgung von Akutwunden bei Mädchen und Jungen

- Hautfreundlich
- Hypoallergener Kleber
- Dermatologisch getestet
- Wundpad verklebt nicht mit der Wunde
- Atmungsaktiv

| Ausführungen               | PZN      |
|----------------------------|----------|
| Für Mädchen                | 11519455 |
| Für Jungen                 | 11519432 |
| 19 mm x 38 m à 4 Stück     |          |
| 25 mm x 57 m à 8 Stück     |          |
| 16 mm x 57 m à 4 Stück     |          |
| jeweils 16 Stück, sortiert |          |



## Piratoplast® Pflaster zum Zuschneiden

### Material-/Produktbeschreibung:

Kunterbunte Piratoplast Kinderpflaster in Apothekenqualität, zur Versorgung von Akutwunden bei Mädchen und Jungen

- Hautfreundlich
- Hypoallergener Kleber
- Dermatologisch getestet
- Wundpad verklebt nicht mit der Wunde
- Atmungsaktiv

| Ausführungen              | PZN      |
|---------------------------|----------|
| Für Mädchen               | 11519484 |
| Für Jungen                | 11519449 |
| 60 mm x 100 mm            |          |
| jeweils 6 Stück, sortiert |          |



## Piratoplast® HV-Display

### Inhalt:

20 Packungen im Display, sortiert  
 je 5 Packungen  
 Piratoplast Pflasterstrips für Mädchen  
 Piratoplast Pflasterstrips für Jungen  
 Piratoplast Zuschnitt-Pflaster für Mädchen  
 Piratoplast Zuschnitt-Pflaster für Jungen

### Display-Größe:

19,5 cm B x 33,0 cm H x 28,0 cm T



Ihr Partner in der Wundversorgung

# KOMPRESSIONS Verbände



## Stützverbände



### Draco Idealbinde

**Material-/Produktbeschreibung:**

- Elastisch, 5 m gedehnt
- 100% Baumwolle
- Einzeln cellophaniert oder als Ärztepackung à 10 Stück
- DIN 61632

| Ausführungen         | PZN      |
|----------------------|----------|
| 6 cm, cellophaniert  | 03895256 |
| 8 cm, cellophaniert  | 03895262 |
| 10 cm, cellophaniert | 03895279 |
| jeweils 1 Stück      |          |
| 6 cm, Ärztepackung   | 03895345 |
| 8 cm, Ärztepackung   | 03895351 |
| 10 cm, Ärztepackung  | 03895368 |
| Karton à 10 Stück    |          |



### DracoZink Zinkleimbinde

**Material-/Produktbeschreibung:**

- Weiß
- Längselastisch
- Formbar

| Ausführungen    | PZN      |
|-----------------|----------|
| 8 cm x 5 m      | 16567648 |
| 8 cm x 7 m      | 03111384 |
| 10 cm x 5 m     | 00592029 |
| 10 cm x 7 m     | 00592035 |
| 10 cm x 10 m    | 00592041 |
| jeweils 1 Stück |          |



## Kurzzugbinden



### DracoLastic kräftig

#### Material-/Produktbeschreibung:

- Kurzzugbinde, 5 m gedehnt
- 100 % Baumwolle
- Hoher Arbeitsdruck, niedriger Ruhedruck
- Waschbar
- Einzeln in der Faltschachtel oder als Ärztepackung à 10 Stück
- DIN 61632

| Ausführungen               | PZN      |
|----------------------------|----------|
| 6 cm, Einzelfaltschachtel  | 01268880 |
| 8 cm, Einzelfaltschachtel  | 01268897 |
| 10 cm, Einzelfaltschachtel | 01268905 |
| jeweils 1 Stück            |          |
| 6 cm, Ärztepackung         | 03895196 |
| 8 cm, Ärztepackung         | 03895204 |
| 10 cm, Ärztepackung        | 03895210 |
| 12 cm, Ärztepackung        | 03895227 |
| Karton à 10 Stück          |          |



### DracoLastic Verband

| Ausführungen                  | PZN      |
|-------------------------------|----------|
| 2 Kurzzugbinden à 10 cm x 5 m | 01449854 |
| 1 Set à 2 Binden              |          |



### DracoLastic Set kräftig

| Ausführungen                            | PZN      |
|---|----------|
| Doppelpack à 8 cm x 5 m und 10 cm x 5 m | 02571669 |
| 1 Set à 2 Binden                        |          |



### DracoLastic haft

#### Material-/Produktbeschreibung:

- Kurzzugbinde, 5 m gedehnt
- Auf sich selbst haftend
- Ohne Latex
- 100 % Baumwolle
- Hoher Arbeitsdruck, niedriger Ruhedruck

| Ausführungen    | PZN      |
|-----------------|----------|
| 10 cm x 5 m     | 02949895 |
| jeweils 1 Stück |          |



Ihr Partner in der Wundversorgung

**SPORT**  
Medizin



## Tapes



### Draco KinesiologieTape

#### Material-/Produktbeschreibung:

- 90% Baumwolle und 10% elastische Urethanfaser
- Wasserbeständig
- Elastisch
- Atmungsaktiv

| Ausführungen        | PZN      |
|---------------------|----------|
| 5 cm x 5 m, pink    | 18108672 |
| 5 cm x 5 m, rot     | 18108666 |
| 5 cm x 5 m, türkis  | 18108643 |
| 5 cm x 5 m, schwarz | 18108689 |
| jeweils 1 Stück     |          |



## Draco KinesiologieTape Display

### Inhalt:

12 Tapes à 5 cm x 5 m, sortiert  
3 x pink, 3 x rot, 3 x türkis, 3 x schwarz

### Display-Größe:

24,5 cm B x 31,5 cm H x 18 cm T



## Draco SportTape

### Material-/Produktbeschreibung:

- Abreißbar
- 100 % Baumwolle
- Nicht elastisch
- Latexfrei

| Ausführungen              | PZN      |
|---------------------------|----------|
| 2 cm x 10 m, weiß         | 01389069 |
| 3,8 cm x 10 m, weiß       | 00571429 |
| 5 cm x 10 m, weiß         | 02591666 |
| 2 cm x 10 m, blau         | 02582443 |
| 3,8 cm x 10 m, blau       | 01389017 |
| 2 cm x 10 m, rot          | 03931549 |
| 3,8 cm x 10 m, rot        | 01389023 |
| 3,8 cm x 10 m, gelb       | 01389046 |
| 3,8 cm x 10 m, grün       | 03060505 |
| 3,8 cm x 10 m, schwarz    | 03060497 |
| 3,8 cm x 10 m, hautfarben | 16623080 |
| jeweils 1 Stück           |          |



## Draco SportTape Display

### Inhalt:

12 Tapes à 3,8 cm x 10 m, sortiert  
3 x weiß, 4 x blau, 1 x rot, 1 x gelb,  
1 x grün, 1 x schwarz, 1 x hautfarben

### Display-Größe:


21,5 cm B x 25,5 cm H x 16,0 cm T



Ihr Partner in der Wundversorgung

**ZUGABE**  
Artikel

## Pflastermäppchen




### DracoPlast Pflastermäppchen Variation

**Material-/Produktbeschreibung:**

- Sanft zur Haut
- Atmungsaktiv
- Elastisch

**Inhalt:**

500 Pflastermäppchen in 5 Designs mit  
je 2 Pflaster-Strips, weiß, 72 mm x 19 mm  
je 2 Pflaster-Strips, weiß, 57 mm x 16 mm



### DracoPlast Pflastermäppchen Style

**Material-/Produktbeschreibung:**

- Sanft zur Haut
- Atmungsaktiv
- Elastisch

**Inhalt:**

500 Pflastermäppchen in 2 Varianten (je Variante 250 Mäppchen) mit  
je 2 bunten Motivpflastern, 72 mm x 19 mm und 57 mm x 25 mm

# Online-Seminare von DRACO<sup>®</sup> & Piratoplast<sup>®</sup>

Wertvolles Wissen  
für Ihren Berufsalltag

## Ihre Vorteile:

- Regelmäßig neue Themen
- Praxisnahe Anwendungsbeispiele
- Kompakte Lerninhalte
- Kompetente Moderator/innen mit Praxiserfahrung
- Handout und personalisiertes Zertifikat

Themen, Termine  
& Anmeldung unter:

Jetzt informieren  
& anmelden!



Für MFA, Ärzte/innen



[www.draco.de/  
fortbildungen-mfa](http://www.draco.de/fortbildungen-mfa)



Für Pflegekräfte



[www.draco.de/  
fortbildungen-pflege](http://www.draco.de/fortbildungen-pflege)



Für PTA, PKA &  
Apotheker/innen



[www.draco.de/  
fortbildungen-apotheke](http://www.draco.de/fortbildungen-apotheke)



Für Orthoptisten/innen  
& Augenärzte/innen



[https://piratoplast.  
services/seminare](https://piratoplast.services/seminare)



### **Hochwertige Augenpflaster von Piratoplast® zur Okklusionstherapie bei Kindern**

Hypoallergen, atmungsaktiv, sehr gut hautverträglich und dermatologisch getestet. Die Piratoplast MIX Extra Soft Augenpflaster mit Klebetechnologie auf Silikonbasis sind extra sanft zu lösen aber dennoch gut haftend. Nasenschlitze sorgen für eine gute Passform. Die kindgerechte Gestaltung – von Kindern für Kinder – motiviert zum regelmäßigen, ausdauernden Pflastertragen. Die duale Pflasterform ermöglicht zudem ein beidseitiges Tragen, sodass kein Motiv mehr auf dem Kopf steht.

### **Augenpflaster mit glitzernden Funkelsteinen**

Zwei glitzernde Funkelstein-Designs zur Auswahl. Pro Bestellung maximal ein Design mit 3D-Funkelsteinen auswählbar.

## Augenpflaster zur individuellen Auswahl



### Piratoplast® MIX Extra Soft



#### Material-/Produktbeschreibung:

Augenpflaster mit einem extrasanften Silikonkleber

- Extrasanftes Ablösen
- Für sensible Kinderhaut geeignet
- Gut haftend
- Hypoallergen
- Anschmiegsames Vlies mit extraweicher Oberfläche
- Klebtechnologie auf Silikonbasis
- Lichtundurchlässiges Softpad

| Ausführungen  | PZN      |
|---|----------|
| Klein - bis 3 Jahre   | 16037531 |
| Groß - bis 6 Jahre  | 16037548 |
| Extragroß - ab 6 Jahre                                      | 16037554 |
| 100 Augenpflaster durch Kinder individuell zusammenstellbar |          |

## Augenpflastermotive MIX Extra Soft zur individuellen Zusammenstellung

Funkelstein-Designs



Augenpflaster mit glitzernden Funkelsteinen!



Formular zur individuellen Piratoplast MIX-Bestellung.

Der Bestellblock ist erhältlich für die Apotheke und die Arztpraxis.



Kostenlose Bestellung und Download für Apotheken unter: [www.piratoplast.de/bestellformular](http://www.piratoplast.de/bestellformular)




Kostenlose Bestellung für Augenarztpraxen unter: [www.piratoplast.de/muster](http://www.piratoplast.de/muster)





## Pflasterumrisse in Originalgröße



# „Ich check die Preise online!“

[www.draco.de/  
preisvergleich](http://www.draco.de/preisvergleich)

Selbst online gehen,  
Produkt suchen  
und sparen!

Hier geht's zum  
Preisvergleich





# WUNDEN BESSER HEILEN.

**WUNDE+** ist DIE neue digitale Weiterbildungsplattform für die beste MFA der Welt: für dich! **WUNDE+** ist Wissen über Wundversorgung, Weiterbildung, E-Learning-Kurse, Praxisorganisation und sogar Yoga. Online und immer verfügbar für 4,90 € im Monat, jederzeit kündbar. Wichtige jährliche Unterweisungen und Zertifikate inklusive!

**WEITERBILDUNG KOMPLETT: WUNDE+**



**NEU** Entdecke eine Welt für dich: [draco.de/wundeplus](https://draco.de/wundeplus) Jetzt!

# Wir sind **FÜR SIE DA**



Michelle  
Eisenberg

Salih  
Sido



Nesrien  
Mezher

Stephanie  
Scholz



Julia  
Lissowski

Aleyna  
Tüzün



Lilly  
Madeleine  
Menth

Leonie  
Siegert



## So erreichen Sie unseren Kundenservice:

Montag bis Freitag 8:00 – 16:30 Uhr

Telefon: 02 31/2 86 66 - 100

Fax: 02 31/2 86 66 - 900

## So erreichen Sie uns online:

[www.drausbuettel.de](http://www.drausbuettel.de)

[info@drausbuettel.de](mailto:info@drausbuettel.de)

[www.draco.de](http://www.draco.de)

[info@draco.de](mailto:info@draco.de)

[www.piratoplast.de](http://www.piratoplast.de)

[info@piratoplast.de](mailto:info@piratoplast.de)

## Besuchen Sie uns auf:



Draco Wundversorgung

Piratoplast Augenpflaster

Dr. Ausbüttel & Co. GmbH  
Ernst-Abbe-Straße 4 • 44149 Dortmund



PIRATOPLAST®

Dr. Ausbüttel®